

# Hidromasaje para Extremidades Superiores



## Tipo 1116T, 1117T

Los tanques para hidromasaje modelos **1116** y **1117** están específicamente diseñados para proporcionar tratamientos de las extremidades superiores e inferiores.

El masaje puede aplicarse mediante dos sistemas distintos:

- con jets ajustables en inclinación montados en la pared;
- con un único jet aplicado a una columna ajustable en altura.

Según la zona a tratar, el paciente puede sentarse en una silla alta o baja y poner sus extremidades en el tanque.

Los dos modelos cuentan con diferentes capacidades:

370 litros para el modelo **1116**

y 200 litros para el modelo **1117** respectivamente.

Opcionalmente, estos hidromasajes pueden equiparse de un panel de control electrónico (modelos **1116E**, **1117E**).



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

#### Construcción y revestimiento exterior

Construcción autoportante en fibra de vidrio reforzada sin estructura metálica de soporte, con seis pies ajustables.

#### Equipamiento standard



- bomba protegida contra sobrecargas 230V, 50 Hz, 0,75 Kw
- 4 jets ajustables o un único jet fijo fijado a la columna tubular
- válvula de regulación de la presión del agua
- sistema de llenado
- ducha manual

### ACCESORIOS OPCIONALES

- panel de control electrónico

### INSTALACIÓN

- Toma de agua caliente R 3/4" empotrada en el suelo
- Toma de agua fría R 3/4" empotrada en el suelo
- Alimentación principal 3 x 1,5mm<sup>2</sup>, 230V, 50Hz, 0,75Kw, montaje de cables en canales de plástico, extremidad libre del cable 100cm
- Desagüe con sifón, diámetro 100mm
- La instalación de un interruptor de protección contra sobrecarga de corriente con corriente de desconexión de 0,03A será a cargo del cliente.



**Desarrollo en Sistemas Digitales y de Control, S.A. de C.V.**

Heriberto Frías Num. 203, Col. Navarte, Deleg. Benito Juárez, México, D.F., 03020

Tel/Fax 5639-1451, 5638-1188 Email: tinemi@tinemi.com.mx

www.tinemi.com.mx